

Anticorps Polyclonal Anti-P63 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3D4

Numéro d'article: CM0017601



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la p63 humaine (TP63) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Utilisation pour la recherche sur l'apoptose, la biologie des cellules souches épithéliales et le développement des membres.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p63 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8626
ID du gène	8626
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la p63 humaine (NP_003713.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H3D4
Poids de la protéine	45-77 kDa
Expédition	Sac de glace