

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P63 Pour Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Numéro d'article: CM0011853



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-p63 pour IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la morphogenèse épithéliale et la biologie des cellules souches. SWISS : Q9H3D4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p63 AcM de lapin
Remarques/Alias	AIS ; KET ; LMS ; NBP ; RHS ; p40 ; p51 ; p63 ; EEC3 ; OFC8 ; p73H ; p73L ; SHFM4 ; TP53L ; TP73L ; p53CP ; TP53CP ; B(p51A) ; B(p51B)
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8626 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 581-680 de p63 humain (NP_003713.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H3D4
Poids moléculaire de la protéine	45-77 kDa
Expédition	Sac de glace