

## Anticorps Monoclonal Anti-P63 De Lapin Pour Wb, Elisa, Chip - Q9H3D4

Numéro d'article: CM0005135



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le p63 humain (TP63). Validé pour WB, ELISA et ChIP, il détecte le p63 humain et de rat avec un poids moléculaire de 45-77 kDa. Idéal pour étudier la régulation de la transcription, la morphogenèse épithéliale et le développement des membres.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | p63 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)                                                                                                |
| Remarques/Alias                  | AIS ; KET ; LMS ; NBP ; RHS ; p40 ; p51 ; p63 ; EEC3 ; OFC8 ; p73H ; p73L ; SHFM4 ; TP53L ; TP73L ; p53CP ; TP53CP ; B(p51A) ; B(p51B) |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                 |
| GeneID (Humain)                  | 8626                                                                                                                                   |
| GeneID                           | 8626                                                                                                                                   |
| Immunogène                       | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 581-680 du p63 humain (NP_003713.3).                    |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                  |
| Application                      | WB, ELISA, ChIP                                                                                                                        |
| Réactivité croisée               | Humain, Rat                                                                                                                            |
| SWISS                            | Q9H3D4                                                                                                                                 |
| Poids moléculaire de la protéine | 45-77 kDa                                                                                                                              |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                           |