

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P63 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Numéro d'article: CM0003385



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine p63 humaine (Tumor protein 63). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Convient pour la recherche sur le développement épithélial et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p63 Rabbit mAb
Remarques/Alias	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8626
Identifiant du gène	8626
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-203 de la protéine p63 humaine (Q9H3D4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H3D4
Poids moléculaire de la protéine	45-77 kDa
Expédition	Sac de glace