

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P63 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Numéro d'article: CM0019873



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la p63 humaine (TP63), adapté pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconnaît l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et la morphogenèse épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	p63 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AIS, KET, LMS, NBP, RHS, p40, p51, p63, EEC3, OFC8, p73H, p73L, SHFM4, TP53L, TP73L, p53CP, TP53CP, B(p51A), B(p51B)
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	8626
GeneID	8626
Immunogène	Peptide synthétique, un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 166 et 362 de la p63 humaine (NP_001108452.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H3D4
Poids de la protéine	45-77 kDa
Expédition	Sac isotherme