


Anticorps Monoclonal Anti-P70 S6 Kinase 1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Numéro d'article: CM0011979



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-p70 S6 Kinase 1 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible une kinase clé en aval de mTOR, régulant la traduction et la croissance cellulaire. Pour la recherche en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-p70 S6 Kinase 1
Remarques/Alias	S6K ; PS6K ; S6K1 ; STK14A ; p70-S6K ; p70 S6KA ; p70-alpha ; S6K-beta-1 ; p70(S6K)-alpha ; p70 S6 Kinase 1
Espèce	Humaine
GeneID	6198
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la p70 S6 Kinase 1 humaine (NP_003152.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	P23443
Poids moléculaire	59 kDa
Expédition	Sac de glace