


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P70 S6 Kinase 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23443

Numéro d'article: CM0021499



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la p70 S6 Kinase 1 humaine (RPS6KB1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur la signalisation mTOR et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p70 S6 Kinase 1 pAb de lapin
Remarques/Alias	S6K ; PS6K ; S6K1 ; STK14A ; p70-S6K ; p70 S6KA ; p70-alpha ; S6K-beta-1 ; p70(S6K)-alpha ; p70 S6 Kinase 1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6198
GeneID	6198
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 421 et 520 de la p70 S6 Kinase 1 humaine (NP_003152.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P23443
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace