

Anticorps Polyclonal Anti-P70 S6 Kinase 2 Pour Wb, Elisa - Q9Ubs0

Numéro d'article: CM0014524

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la p70 S6 Kinase 2 humaine (RPS6KB2) pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la signalisation mTOR, la croissance cellulaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p70 S6 Kinase 2 Lapin pAb
Remarques/Alias	KLS; SRK; S6K2; S6KB; STK14B; S6KI(2); S6Kbeta; p70S6Kb; P70-beta; S6K-beta2; P70-beta-1; P70-beta-2; p70(S6K)-beta; p70 S6 Kinase 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6199
GeneID	6199
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 de la p70 S6 Kinase 2 humaine (NP_003943.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBS0
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace