

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P73 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15350

Numéro d'article: CM0006984



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le p73 humain (O15350). Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le p73 de souris et de rat. Le p73 est un facteur de transcription apparenté à p53 impliqué dans l'apoptose, la suppression tumorale et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p73 Rabbit mAb
Remarques/Alias	P73 ; CILD47 ; p73
Espèce	Humain
Identifiant du gène	7161
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du p73 humain (O15350).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15350
Poids moléculaire de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac de glace