

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-P75Ntr/Ngfr (Cd271) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08138

Numéro d'article: CM0003820



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité ciblant le p75NTR/NGFR humain (CD271/TNFRSF16). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des neurotrophines et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-p75NTR/NGFR
Remarques/Alias	CD271 ; p75NTR ; TNFRSF16 ; p75(NTR) ; Gp80-LNGFR ; p75NTR/NGFR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4804
GeneID	4804
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 300 et 400 du récepteur p75 du NGF humain (P08138).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08138
Expédition	Sac de glace