


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-P75Ntr/Ngfr Pour Wb, Elisa - P0811

Numéro d'article: CM0020352



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le p75NTR/NGFR humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation des neurotrophines et la différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p75NTR/NGFR Lapin pAb
Remarques/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4804
GeneID	4804
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08138
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace