


Anti-P75Ntr/Ngfr Rabbit Polymab® Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08138 / Q9Z0W1

Numéro d'article: CM0012125



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant p75NTR/NGFR pour western blot, IHC-P et ELISA. Reconnaît le NGFR humain et de souris avec réactivité croisée vers le rat. Idéal pour les études sur la signalisation des neurotrophines, le destin cellulaire et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	p75NTR/NGFR Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Espèce	Humain/Souris
GeneID (Humain)	4804
GeneID	4804/18053
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-400 du p75NTR/NGFR humain (NP_150086.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08138/Q9Z0W1
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace