

Anticorps Polyclonal Anti-Pabpc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11940

Numéro d'article: CM0015808



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PABPC1 humain, validé pour le western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le métabolisme des ARNm et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAbPC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAB1 ; PABP ; PABP1 ; PABPC2 ; PABPL1 ; pAbPC1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	26986
Identifiant du gène	26986
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11940
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace