

Anticorps Polyclonal Anti-Pabpc4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13310

Numéro d'article: CM0028445

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PABPC4 humain. Applications : WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier la liaison poly(A) de l'ARNm et la régulation post-transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PABPC4 Lapin pAb
Remarques/Alias	APP1, APP-1, PABP4, iPABP, PABPC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8761
GeneID	8761
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350-450 du PABPC4 humain (NP_003810.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13310
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace