

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pabpc5 Pour Wb, Elisa - Q96Du9

Numéro d'article: CM0027003

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PABPC5 (protéine liant la polyadénylate 5) pour des applications en Western blot et ELISA. Présente une réactivité croisée avec les espèces humaine et murine. Idéal pour la recherche IVD sur le métabolisme des ARNm et les processus de régulation cytoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PABPC5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PABP5; PABPC5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	140886
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 382 de la PABPC5 humaine (NP_543022.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96DU9
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sachet de glace