

Anticorps Polyclonal Anti-Pabpn1 Pour Wb Et Elisa - Q86U42

Numéro d'article: CM0028652



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PABPN1 humain validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine PABPN1 humaine et murine, une protéine nucléaire de liaison poly(A) impliquée dans le traitement de l'extrémité 3' des ARNm. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des ARNm et la dystrophie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PABPN1 pAb de lapin
Remarques/Alias	OPMD ; PAB2 ; PABII ; PABP2 ; PABP-2 ; PABPN1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8106
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine PABPN1 humaine (NP_004634.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q86U42
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace