

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pabpn1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86U42

Numéro d'article: CM0003130



Introduction

Réagit avec le PABPN1 humain, souris, rat ; convient pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'IHC et l'ELISA ; cible une protéine nucléaire de liaison à la poly(A) impliquée dans le traitement de l'ARNm et la régulation des gènes musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PABPN1 mAb Lapin
Remarques/Alias	OPMD, PAB2, PABII, PABP2, PABP-2, PABPN1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8106
ID de Gène	8106
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PABPN1 humain (Q86U42).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86U42
Poids Protéique	31kDa/33kDa
Expédition	Sac de glace