


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pacsin2 Pour Wb, Elisa - Q9Unf0

Numéro d'article: CM0022742



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre PACSIN2 (Syndapin-2), validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains et murins. PACSIN2 régule la morphogenèse des cavéoles, l'endocytose et la propagation du VIH-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PACSIN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SDP11; PACSIN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11252
GeneID	11252
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-410 de PACSIN2 humaine (NP_009160.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UNF0
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace