

Anticorps Polyclonal Anti-Pacsin3 Pour Wb Et Elisa - Q9Uks6

Numéro d'article: CM0030020

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PACSIN3, adapté pour le Western Blot et l'ELISA. Détecte la PACSIN3 humaine, de souris et de rat, une protéine impliquée dans l'endocytose et le trafic des protéines membranaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PACSIN3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SDP111; PACSIN3
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	29763
GeneID	29763
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 175-424 de la PACSIN3 humaine (NP_057307.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKS6
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace