

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Padi1 Pour Wb Et Elisa - Q9ULc6

Numéro d'article: CM0016368



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PADI1 humaine, adapté pour le WB et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Utilisé pour l'étude de la protéine arginine déiminase dans les kératinocytes épidermiques. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PADI1 pAb de lapin
Remarques / Alias	PDI; PAD1; PDI1; HPAD10; PADI1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	29943
GeneID	29943
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-277 de la PADI1 humaine (NP_037490.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9ULC6
Poids de la protéine	75kDa
Expédition	Sac à glace