

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Padi1/Pad1 Pour Wb, Elisa - Q9ULc6

Numéro d'article: CM0007636



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre PADI1/PAD1 humain, validé pour WB et ELISA, réactif croisé avec la souris. Idéal pour l'étude de la citrullination des protéines et de la biologie épidermique. Poids moléculaire estimé de 74 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PADI1/PAD1 mAb de lapin
Remarques / Alias	PADI1 ; HPAD10 ; PAD1 ; PDI ; PDI1 ; peptidyl arginine déiminase 1 ; PADI1/PAD1
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	29943
Identifiant génique	29943
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-277 de PADI1/PAD1 humain (NP_037490.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9ULC6
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sachet de glace