

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Padi2 Pour Wb Et Elisa - Q9Y2J8

Numéro d'article: CM0015904



### Introduction

Le pAb de lapin anti-PADI2 (Q9Y2J8) est un anticorps polyclonal de lapin ciblant la peptidylarginine désiminase de type 2. Validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée humaine, il convient aux applications de recherche en DIV.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | PADI2 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias    | PAD2; PDI2; PAD-H19; PADI2                                                                                                     |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                        |
| ID du gène         | 11240                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la PADI2 humaine (NP_031391.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée | Humaine                                                                                                                        |
| SWISS              | Q9Y2J8                                                                                                                         |
| Poids moléculaire  | 76 kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                   |