

Anticorps Polyclonal Anti-Padi4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um07

Numéro d'article: CM0022598



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PADI4 humaine (peptidyl-arginine désiminase de type 4). Validé en WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient à l'étude de la décondensation de la chromatine, de la NETose et de la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PADI4 Rabbit pAb
Remarques/alias	PAD ; PAD4 ; PDI4 ; PDI5 ; PADI5 ; PADI4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	23569
GeneID	23569
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290 à 663 de la PADI4 humaine (NP_036519.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9UM07
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace