

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Padi4 Pour Wb, Elisa - Q9Um07

Numéro d'article: CM0020523



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PADI4 (protéine-arginine déiminase de type 4). Vérifié pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Utile pour les études du code histone, de la régulation de la chromatine et des NETs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PADI4 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	23569
ID du Gène	23569
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350-450 de PADI4 humain (NP_036519.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UM07
Poids Moléculaire Protéique	74kDa
Expédition	Sac de glace