

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Padi4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um07

Numéro d'article: CM0021229



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PADI4 de haute qualité, validé pour les applications de Western blot (WB), d'immunofluorescence (IF/ICC) et d'ELISA. Reconnaît la PADI4 humaine, murine et de rat. Convient à l'étude de la citrullination, de la NETose et du remodelage de la chromatine en immunologie et dans la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PADI4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PAD ; PAD4 ; PDI4 ; PDI5 ; PADI5 ; PADI4
Espèce	Humain
GenelD (humain)	23569
GenelD	23569
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-663 de la PADI4 humaine (NP_036519.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UM07
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace