


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Paep Pour Wb, Elisa - P09466

Numéro d'article: CM0030995



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin Anti-PAEP de CamelBio détecte la Glycodéline humaine (P09466) par WB et ELISA. Il soutient la recherche sur la fécondation, l'immunomodulation et les études sur les tissus reproductifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAEP Lapin pAb
Remarques/Alias	GD; GdA; GdF; GdS; PEP; PAEG; PP14; ZIF-1; PAEP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5047
GeneID	5047
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-180 de PAEP humain (NP_002562.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09466
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace