


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Paf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N7H5

Numéro d'article: CM0009040



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine PAF1 (PD2) humaine, adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec PAF1 humaine, de souris et de rat. Idéal pour étudier la fonction du complexe PAF1 dans la régulation de la transcription et la pluripotence des cellules souches embryonnaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAF1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	PD2; F23149_1; PAF1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	54623
GeneID	54623
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine PAF1 humaine (NP_061961.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N7H5
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sachet de glace