

Anticorps Monoclonal Anti-Pag1 Pour Wb, Elisa - Q9Nwq8

Numéro d'article: CM0002523

Introduction

Anticorps monoclonal anti-PAG1 de lapin (47 kDa) pour applications WB et ELISA. Cible la phosphoprotéine PAG/Cbp (Q9NWQ8) impliquée dans la régulation de la signalisation des lymphocytes T. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAG1 mAb de lapin
Remarques / Alias	CBP ; PAG ; PAG1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55824
GeneID	55824
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 333 et 432 de la protéine PAG1 humaine (Q9NWQ8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NWQ8
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace