

Anticorps Monoclonal Anti-Pah Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P00439

Numéro d'article: CM0002417



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la PAH humaine (Phénylalanine-4-hydroxylase). Convient pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la PAH humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la phénylcétonurie et les études sur l'activité enzymatique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PAH Lapin mAb
Remarques/Alias	PH; PKU; PKU1; PAH
Espèce	Humain
ID de Gène	5053Gène
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la PAH humaine (P00439)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00439
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace