


Anticorps Polyclonal Anti-Pah Pour Wb, Elisa - P00439

Numéro d'article: CM0022428



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la PAH humaine (phénylalanine-4-hydroxylase). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Immunogène protéique recombinant couvrant les acides aminés 110-452. Convient pour la recherche sur le métabolisme et les troubles génétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAH Lapin pAb
Remarques/Alias	PH ; PKU ; PKU1 ; PAH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5053
GeneID	5053
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 110-452 de la PAH humaine (NP_000268.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P00439
Poids moléculaire protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace