

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pah Pour Wb, If/Icc, Elisa - P00439

Numéro d'article: CM0016973



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la phénylalanine-4-hydroxylase (PAH). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, de souris et de rat. Convient aux recherches sur le métabolisme de la phénylalanine et la PCU. Détecte une protéine d'environ 52 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAH pAb de lapin
Remarques/Alias	PH ; PKU ; PKU1 ; PAH
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5053
GeneID	5053
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 290 de la PAH humaine (NP_000268.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P00439
Poids moléculaire	52 kDa
Expédition	Sac de glace