

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pai-1/Serpin E1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P05121

Numéro d'article: CM0027955



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PAI-1/Serpin E1 humain (SERPINE1). Convient pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la fibrinolyse et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	PAI-1/Serpin E1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5054
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 24 et 199 du PAI-1/Serpin E1 humain (NP_000593.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05121
Poids moléculaire de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace