


Anticorps Polyclonal Anti-Paics Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22234

Numéro d'article: CM0025307



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PAICS humaine (enzyme bifonctionnelle de la biosynthèse des purines). Validé pour Western blot, immunofluorescence, immunohistochimie et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme des nucléotides et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAICS Rabbit pAb
Remarques / Alias	ADE2, AIRC, PAIS, ADE2H1, PAICSD, PAICS
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	10606
ID du gène	10606
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 176-425 de la PAICS humaine (NP_001072992.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22234
Poids protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace