

Anticorps Polyclonal Anti-Paip1 Pour Wb, Elisa - Q9H074

Numéro d'article: CM0026007



Introduction

Le pAc de Lapin anti-PAIP1 est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, détectant le PAIP1 humain, souris et rat. Il aide à la recherche sur l'initiation de la traduction et le renouvellement de l'ARNm — Q9H074.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PAIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAIP1
Espèce	Humain
ID de Gène	10605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du PAIP1 humain (NP_877590.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H074
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace