


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pak1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13153

Numéro d'article: CM0029234



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PAK1 (Q13153) validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la dynamique du cytosquelette, la signalisation cellulaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5058
GeneID	5058
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la protéine PAK1 humaine (Q13153).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13153
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sac de glace