

Anticorps Polyclonal Anti-Pak1p1 Pour Wb, Elisa - Q9Nwt1

Numéro d'article: CM0021925

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PAK1IP1, un inhibiteur de la kinase PAK1 et un facteur de biogenèse des ribosomes. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée humaine et souris. Convient aux études de signalisation nucléolaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAK1IP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PIP1; MAK11; WDR84; hPIP1; bA421M1.5; PAK1IPIS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55003
GeneID	55003
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-392 de PAK1IP1 humain (NP_060376.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NWT1
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace