


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pak1/Pak2/Pak3 Pour Wb, Elisa - Q13153/Q13177/O75914

Numéro d'article: CM0020046



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PAK1, PAK2 et PAK3 (PAKalpha). Validé pour WB et ELISA avec réactivité dans les tissus humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la dynamique du cytosquelette et des voies de signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PAK1/PAK2/PAK3 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAKalpha; PAK1/PAK2/PAK3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5058/5062/5063
ID de Gène	5058/5062/5063
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 de PAK1/PAK2/PAK3 humain (NP_002567.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace