

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pak2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13177

Numéro d'article: CM0007867



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la PAK2 humaine (Q13177), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la régulation du cytosquelette, de l'apoptose et des voies de prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-PAK2
Remarques/Alias	KNO2 ; PAK65 ; PAKgamma ; p58 ; PAK-2 ; kinase S6/H4 ; PAK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5062
GeneID	5062
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la PAK2 humaine (Q13177).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13177
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace