


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Pak3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75914

Numéro d'article: CM0009610



Introduction

mAc Lapin PAK3 (O75914) validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences, ciblant la plasticité synaptique, la morphologie des épines dendritiques et les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin PAK3
Remarques/Alias	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5063
GeneID	5063
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de PAK3 humain (O75914)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O75914
Poids Protéique	62 kDa
Expédition	Sac de glace