


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pak3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075914

Numéro d'article: CM0021955



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PAK3, une kinase sérine/thréonine impliquée dans le développement neuronal et la plasticité synaptique. Convient aux applications WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît PAK3 humain, murin et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAK3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	5063
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	075914
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac réfrigérant