

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pak4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O96013

Numéro d'article: CM0015673



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant PAK4 (64 kDa) Humain et Souris. Adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Idéal pour étudier PAK4 dans la régulation du cytosquelette, la migration cellulaire, la prolifération et la survie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin anti-PAK4
Remarques/Alias	PAK4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10298
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 450-550 de PAK4 humain (NP_005875.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O96013
Poids Moléculaire Protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace