


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pak6 Pour Wb, Elisa - Q9Nqu5

Numéro d'article: CM0030803



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PAK6 validé pour WB et ELISA. Détecte le PAK6 humain et de souris (également connu sous le nom de PAK5), une sérine/thréonine kinase impliquée dans la régulation de la transcription. Expression sélective dans le cerveau et les testicules. Idéal pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAK6 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAK5; PAK6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56924
GeneID	56924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 du PAK6 humain (NP_064553.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NQUS
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace