

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pak6 Pour Wb, Elisa - Q9Nqu5

Numéro d'article: CM0030793

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PAK6 validé pour WB et ELISA. Détecte la PAK6 humaine et murine (également connue sous le nom de PAK5), une sérine/thréonine kinase impliquée dans la régulation de la transcription. Elle est exprimée de manière sélective dans le cerveau et les testicules. Idéale pour la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAK6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PAK5; PAK6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56924
GeneID	56924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 270 de la PAK6 humaine (NP_064553.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NQ5
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace