

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Palb2 Pour Wb Et Elisa - Q86Yc2

Numéro d'article: CM0030701



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PALB2 validé pour WB et ELISA. Cet anticorps cible le partenaire et localisateur de BRCA2 humain (Partner and localizer of BRCA2), une protéine clé dans la réparation par recombinaison homologue et la voie de l'anémie de Fanconi. Idéal pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PALB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	FANCN; PNCA3; PALB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79728
GeneID	79728
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-198 de PALB2 humain (NP_078951.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q86YC2
Poids moléculaire	131kDa
Expédition	Sac de glace