

Anticorps Polyclonal Anti-Pald1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ule6

Numéro d'article: CM0017865

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PALD1 humain (paladin), produit contre une protéine recombinante N-terminale. Validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat ; détecte la protéine cytosolique d'environ 97 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PALD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PALD ; KIAA1274 ; PALD1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	27143
GeneID	27143
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de PALD1 humain (NP_055246.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9ULE6
Poids moléculaire	97 kDa
Expédition	Sac réfrigérant