


Ac Monoclonal Anti-Palladin De Lapin Pour Wb, Elisa - Q8Wx93

Numéro d'article: CM0005210



Introduction

Ac monoclonal anti-Palladin de lapin pour WB et ELISA. Immunogène : acides aminés 1-100 de la Palladine humaine. Reconnaît l'organisateur du cytosquelette d'actine ; forte expression dans la prostate, l'ovaire, le côlon et le rein. Validé pour l'espèce humaine. - Q8WX93

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal anti-Palladine de lapin
Remarques / Alias	MYN; PNCA1; CGI151; SIH002; CGI-151; Palladin
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	23022
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la Palladine humaine (NP_001159582.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8WX93
Poids de la protéine	151 kDa
Expédition	Sac isotherme