

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pam16 Pour Wb, Elisa - Q9Y3D7

Numéro d'article: CM0030877

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PAM16 humaine (TIM16, MAGMAS), validé pour Western blot et ELISA ; réactivité croisée avec la souris. Détecte une protéine de 14 kDa ; adapté à la recherche sur l'import mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PAM16 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TIM16 ; MAGMAS ; SMDMDM ; TIMM16 ; CGI-136 ; PAM16
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	51025
ID du gène	51025
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-125 de la PAM16 humaine (NP_057153.8)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y3D7
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace