


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pan 14-3-3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

Numéro d'article: CM0006354



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité reconnaissant les sept isoformes humaines de la 14-3-3 (θ , β , γ , ϵ , ζ , η , σ). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-pan 14-3-3
Remarques/Alias	1C5; HS1; 14-3-3; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; HEL4; YWHAD; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; pan 14-3-3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GenelD	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la pan 14-3-3 humaine (NP_006817.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
Poids de la protéine	27kDa/28KDa/29KDa
Expédition	Sac de glace