


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pan 14-3-3 Pour Wb, Elisa - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

Numéro d'article: CM0022017



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant pan 14-3-3 (YWHAB, YWHAZ, etc.), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines, de rat et de singe vert africain. Idéal pour la recherche sur la signalisation cellulaire et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pan 14-3-3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	YWHA ; S1C5 ; HS1 ; 14-3-3 ; pan 14-3-3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GeneID	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
Immunogène	Protéine recombinante humaine pan 14-3-3
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat, singe vert africain
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa/28 kDa
Expédition	Sac de glace