

Anticorps Polyclonal Anti-Pan-Cadhérine Pour Wb, Ip, Elisa - P12830 / P19022 / P22223 / P55283

Numéro d'article: CM0022697



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-pan-cadhérine de CamelBio pour WB, IP et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Reconnaît une région conservée des cadhérines pour les études générales sur l'adhésion cellulaire et la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Pan Cadherin Rabbit pAb
Espèce	Humain
GeneID (humain)	999/1000/1001/1002
GeneID	999/1000/1001/1002
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 800 et 882 de la pan-cadhérine humaine (NP_004351.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P12830/P19022/P22223/P55283
Expédition	Sac de glace